

F

E


D


C

B

A

13.Sites de mesure: Frontale
14.Site de l'organisme de référence: Axillaire
15.Mode de mesure: L'appareil est en mode direct
16.Date d'expiration : le JXB-178 peut durer, mais n'est pas garanti, jusqu'à 5 ans après la date de fabrication
/!\ **Remarque** : en mode CORPS, le JXB-178 peut prendre des mesures de température inférieures à 32°C ou au-dessus de 42,9°C (en dessous de 89,6°F ou au-dessus de 109,2°F). Cependant, la température de la lecture peut ne pas être fiable.

VII. PILES
1. CHANGEMENT DES PILES
Lorsque le symbole de la pile “”clignote sur l'écran LCD, les piles doivent être changées.
Pour changer les piles, ouvrez le couvercle à l'arrière de l'appareil et assurez-vous que les piles sont correctement positionnées.
Une mauvaise installation des piles peut endommager l'appareil. N'utilisez PAS de piles rechargeables.
N'utilisez que des piles à usage unique.



2. ÉLIMINATION DES PILES
Pour protéger l'environnement, jetez les piles vides dans un site de collecte appropriée selon les réglementations nationales ou locales.

/!\ **Remarques sur le chargement des piles**
• Si votre peau ou vos yeux entrent en contact avec le liquide de la pile, rincez la zone affectée avec de l'eau et demandez une assistance médicale.

/!\ **Risque d'étouffement!**
Les petits enfants peuvent avaler et s'étouffer avec les piles. Gardez les piles hors de portée des jeunes enfants.
Si une pile a coulé, mettez des gants de protection et nettoyez le compartiment de la pile avec un chiffon sec.
• Protégez les piles contre une chaleur excessive.

/!\ **Risque d'explosion** Ne jetez pas les piles au feu.
• Utilisez uniquement des types de piles identiques ou équivalentes.
• Remplacez toujours toutes les piles en même temps.
• N'utilisez pas de piles rechargeables.
• Ne pas désassembler, diviser ou écraser les piles.

VIII. INCLUS DANS LA LIVRAISON
Thermomètre infrarouge sans contact 1 pcs
Manuel d'utilisation 1 pcs
AA batterie alcaline 2 pcs

IX. NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Ne touchez pas le verre du capteur infrarouge avec vos doigts car il est extrêmement fragile et pourrait causer des blessures. Protégez-le de la saleté et des dommages. Nettoyez le verre avec une boule de coton légèrement imbibée d'alcool isopropylique à 95%.
• Le nettoyage doit être fait régulièrement au besoin.
• Pour nettoyer l'ensemble de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse douce ou d'alcool isopropylique 70%. En aucun cas du liquide ne peut pénétrer dans le thermomètre.
• N'utilisez plus le thermomètre tant qu'il n'est pas complètement sec et laissez-le au moins 30 minutes.
• N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs, de diluants, de benzène ou de brosses résistantes.

X. GUIDES
Cet appareil est conforme à la norme ISO80601-2-56 et à la norme européenne EN60601-1-2 et est soumis à des précautions particulières en matière de compatibilité électromagnétique.

XI. CLASSIFICATION
1. Équipement à alimentation interne ;
2. Pièce appliquée de type Bf ;
3. IP22 ;
4. Stérilisation ou désinfection : N/A ;
5. Équipement de catégorie AP/APG : N/A ;
6. Fonctionnement continu.

XII. DÉPANNAGE
Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre thermomètre, veuillez vous référer à ce guide pour résoudre le problème. Si le problème persiste, veuillez contacter notre service client.

L'ÉCRAN AFFICHE UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 42,9°C (109,2°F):
La température est en degrés Fahrenheit. Changez la mesure en Celsius.

L'ÉCRAN AFFICHE UNE TEMPÉRATURE INFÉRIEURE À 32°C (89°F):
Prendre la température de surface, appuyez sur le bouton « MODE » et réglez sur la lecture appelé « CORPS », si l'appareil est en mode température de surface, le 89,6°F (32°C) la température affichée indique la température extérieure de votre corps, plutôt que l'interne.

L'ÉCRAN AFFICHE LE MESSAGE HI
Lors de l'utilisation du thermomètre JXB-178, le message « HI » peut s'afficher à l'écran.
Dans ce cas, la température est supérieure à la plage de mesure sélectionnée, soit au-dessus de 42,9°C (109,2°F) en mode corps.













L'ÉCRAN AFFICHE LE MESSAGE LO
Lors de l'utilisation du thermomètre JXB-178, le message « LO » peut s'afficher à l'écran.
Dans ce cas, la température analysée est sous la plage de mesure sélectionnée, soit moins de 32°C (89,6°F) en mode corps.



Ce message s'affiche pour diverses raisons. Veuillez trouver ci-dessous une liste des principaux problèmes :

Raisons du message LO	Conseil
Lecture de la température entravée par les cheveux ou la transpiration.	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction ou d'humidité avant de prendre la température.
Température entravée par un courant d'air ou changement radical de la température ambiante.	Assurez-vous qu'il n'y a pas de soufflage d'air dans le domaine d'utilisation ; cela pourrait affecter la lecture infrarouge.
Les lectures de température sont trop rapprochées, et le thermomètre n'a pas le temps de redémarrer.	Attendez au moins 3 à 5 secondes entre les lectures ; une pause de 15 secondes est recommandée.
La distance de mesure est trop éloignée.	Tenez l'appareil entre 3 et 5 cm (1,2 - 2 po) du front.

XIII. SIGNES ET SYMBOLES

Symbol	Description
	Marque déposée
	Partie d'application, type BF
	Courant direct
IP22	Protégé contre l'accès aux pièces dangereuses avec un doigt et contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le boîtier est incliné vers le haut à 15°.
	Reportez-vous au manuel d'instructions
	ÉLIMINATION: Ne jetez pas ce produit avec les déchets municipaux non triés. Faire la collecte de ces déchets séparément, un traitement spécial est nécessaire
	Numéro de série ISNI
	Date de fabrication
	Numéro du modèle
	Dispositif médical
	Pays de fabrication

XIV. DÉCLARATION EMC
Le ME EQUIPMENT ou ME SYSTEM convient aux soins à domicile et à la clinique.

Avertissement : ne vous approchez pas des équipements chirurgicaux HF actifs et de la pièce blindée RF d'un Système ME pour l'imagerie par résonance magnétique, où l'intensité des perturbations EM est haute.

Avertissement : l'utilisation de cet équipement à côté ou combiné avec d'autres équipements est à éviter car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect. Si une telle utilisation est nécessaire, cet équipement et les autres équipements doivent être observés pour vérifier qu'ils fonctionnent normalement.

Avertissement : une utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de cet équipement peut entraîner une augmentation des émissions ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et résulter en une opération incorrecte.

Avertissement : des équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que câbles d'antenne et antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'équipement JXB-178, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Sinon, la dégradation des performances de cet équipement pourrait en résulter.

1. Toutes les instructions nécessaires pour maintenir la SÉCURITÉ DE BASE et une PERFORMANCE ESSENTIELLE en ce qui concerne les perturbations électromagnétiques pour la durée de vie.
Les équipements de communication RF portables et mobiles peuvent affecter les performances le JXB-178, éviter les fortes interférences électromagnétiques lors de son utilisation, comme à proximité téléphones portables, fours à micro-ondes, etc.

1. Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et Immunité

Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et Immunité

Tableau 1	
Guide et déclaration du fabricant - émissions électromagnétiques et Immunité	
Test d'émission	Conformité
Émissions RF CISPR 11	Groupe 1
Émissions RF CISPR 11	Catégorie B
Émissions harmoniques IEC 61000-3-2	Non applicable
Fluctuations de tension IEC 61000-3-3	Non applicable

Tableau 2		
Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique		
Test d'immunité	Niveau de test IEC 60601-1-2	Niveau de conformité
Décharge électrostatique (ESD) IEC 61000-4-2	Contact ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	Contact ± 8 kV ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air
Électrique rapide transitoire / rafale IEC 61000-4-4	Non applicable	Non applicable
Poussée IEC 61000-4-5	Non applicable	Non applicable
Chutes de tension, courtes interruptions et variations de tension sur les lignes d'entrée d'alimentation IEC 60601-4-11	Non applicable	Non applicable
Champ magnétique à fréquence IEC 61000-4-8	30 A/m 50Hz/60Hz	30 A/m 50Hz/60Hz
RF conduit IEC61000-4-6	Non applicable	Non applicable
RF répandu IEC61000-4-3	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz	10 V/m 80 MHz – 2,7 GHz 80 % AM à 1 kHz
REMARQUE UT est le courant alternatif principal du secteur avant l'application du niveau de test.		

Tableau 3							
Directives et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique							
RF répandu IEC 61000-4-3 (Test des caractéristiques pour immunité des ports du boîtier aux équipements de communication sans fil RF)	Fréquence des essais (MHz)	Bande (MHz)	Service	Modulation	Modulation	Distance (m)	Niveau de Test d'immunité (V/m)
	385	380–390	TETRA 400	Modulation d'impulsion 18 Hz	1.8	0.3	27
	450	430–470	GMRS 460 FRS 460	FM ± 5 kHz d'écart 1 kHz sinus	2	0.3	28
	710 745 780	704–787	Bande LTE 13, 17	Modulation d'impulsion 217 Hz	0.2	0.3	9
	810	800/900 GSM, 800 TETRA, 820 DECT, 850 CDMA, 5 bande LTE		Modulation d'impulsion 18 Hz	2	0.3	28
	870 930	800–960					
	1720	1700–1990	1800 GSM, 1900 GSM, DECT, 1.3 bande LTE, 4, 25 UMTS	Modulation d'impulsion 217 Hz	2	0.3	28
	1845 1970						
	2450	2400–2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, IEEE 802.11ad, 7 Bande LTE	Modulation d'impulsion 217 Hz	2	0.3	28
	5240 5500 5785	5100–5800	WLAN 802.11 a/n	Modulation d'impulsion 217 Hz	0.2	0.3	9

XV. SERVICE DE GARANTIE
Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits et sous réserve des normes et règles, nous nous réservons le droit de faire des réglages techniques et optiques sans préavis.


Conditions de garantie et de réparation
Veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service en cas de réclamation sous garantie.
Si vous devez retourner le thermomètre, veuillez joindre une copie de votre reçu et indiquer quel est le défaut.
Les conditions de garantie suivantes s'appliquent :
1. La période de garantie de votre produit est de 18 mois à compter de la date d'achat.
En cas de demande de garantie, la date d'achat doit être prouvée au moyen d'un reçu de vente ou d'une facture.
2. Les défauts de matériaux ou de fabrication seront réparés gratuitement dans le cadre de la période de garantie.
3. Les réparations sous garantie ne prolongent pas la période de garantie du thermomètre ou des pièces de rechange.
4. Les éléments suivants sont exclus de la garantie :
a. Tous les dommages résultant d'un traitement inapproprié, par ex. non-observation des instructions d'utilisation.
b. Tous les dommages qui sont dus à des réparations ou à une altération par le client ou tiers non autorisé.
c. Dommages survenus pendant le transport du fabricant au consommateur ou pendant le transport vers le centre de service.
d. Accessoires soumis à une usure normale.
5. La responsabilité pour les pertes consécutives directes ou indirectes causées par le thermomètre est exclue même si les dommages au thermomètre sont acceptés comme réclamation au titre de la garantie.

• GUANGZHOU BERRCOM DISPOSITIF MÉDICAL CO., LTD. DÉCLINE EXPRESSEMENT TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER.
• EN AUCUNE CIRCONSTANCE, BERRCOM N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ POUR TOUTE PERTE DE PROFIT OU POUR TOUT DOMMAGE INDIRECT, ACCESSOIRE, INDIRECT, SPÉCIAL, PUNITIF OU ÉVENTUEL QUE CE SOIT EN CE QUI CONCERNE LES RÉCLAMATIONS DE TOUT CLIENT, CONSOMMATEUR OU AUTRE UTILISATEUR.
• DANS LE CAS O UNE LOI APPLICABLE IMPOSERAIT DES GARANTIES, CONDITIONS OU OBLIGATIONS QUI NE PEUVENT ÊTRE EXCLUES OU ODIFIÉES, CE PARAGRAPHE S'APPLIQUERA DANS LA PLUS GRANDE MESURE AUTORISÉE PAR CES LOIS.


Private label manufacturer:
ByFlo Products Inc.
630, 1200 Rue Saint-Alexandre Montreal, QC, H3B 3H5 , CANADA
Email: ByFloProducts@hotmail.com



折叠方式：




1. 7折8页
注：折线不能折到文字



3. 以有Logo为正面

2. 对折


技术要求：
WEEE标识印刷出来的最小尺寸必需大于等于7mm。



材质：A3普通纸，正反黑白印刷；
尺寸：420x297mm；7折8页，
折叠后尺寸：148. 5x52. 5mm

发放部门	工程部	装配A车间	装配B车间	注塑车间	邦定车间	贴片车间	品管部	销售中心	采购部	物控部	仓库	文控中心

产品编号 Item No.	JXB178+EAC04V	产品名称 Item Name	非接触式 红外体温计	日期 Date
材料 Material	普通A3纸	设计 Design		
公差 Tolerance	±1mm	审核 Check		
比例 Scale	1：1	批准 Approve		

版本 REV	描 述 Description	签名 Sign	日期 Date
广州市倍尔康医疗器械有限公司 Guangzhou Berrcom Medical Device Co., Ltd			
零件名称 Part Name	法语说明书		
零件编号 Part No.	JXB178+007+0390		Unit:mm REV: A0 Page 2 of 2

F

E

D

C

B

A